



CANNON
CONFIDENCE COUNTS.™



ICR3
CIENTÍFICA

VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO



CAV™ 5 Family



VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO

Somente a revolucionária linha CAV™ 5 da Cannon oferece uma plataforma de viscosidade que entrega capacidade excepcional, confiabilidade e controle.

UMA PLATAFORMA

O CAV 5 representa a evolução de três gerações consolidadas de instrumentos:

CAV 2100, MiniAV e CAV 4.

Essa união reúne as capacidades mais confiáveis da Cannon em uma única plataforma, aprimorando ainda mais seu desempenho.

Baseado em décadas de experiência e engenharia comprovada, o CAV 5 oferece o mais alto nível de desempenho já alcançado pela Cannon, agora em um design mais compacto.

QUALQUER AMOSTRA

O CAV 5 oferece uma faixa de operação mais ampla, permitindo analisar mais tipos de amostras com menos ajustes e maior confiança.

Projetado para operar com consistência em todo o espectro de amostras – desde análises rotineiras até materiais altamente desafiado





VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO

Somente a revolucionária linha CAV™ 5 da Cannon oferece uma plataforma de viscosidade que entrega capacidade excepcional, confiabilidade e controle.

UMA PLATAFORMA

O CAV 5 representa a evolução de três gerações consolidadas de instrumentos: CAV 2100, MiniAV e CAV 4.

Essa união reúne as capacidades mais confiáveis da Cannon em uma única plataforma, aprimorando ainda mais seu desempenho.

Baseado em décadas de experiência e engenharia comprovada, o CAV 5 oferece o mais alto nível de desempenho já alcançado pela Cannon, agora em um design mais compacto.



A linha CAV 5 atende diferentes necessidades:

- Ensaios rotineiros (CAV-D)
- Flexibilidade de configuração (CAV-X)
- Amostras mais desafiadoras (CAV-R)



QUALQUER AMOSTRA

O CAV 5 oferece uma faixa de operação mais ampla, permitindo analisar mais tipos de amostras com menos ajustes e maior confiança.

Projetado para operar com consistência em todo o espectro de amostras, desde análises rotineiras até materiais altamente desafiado.



CONTROLE TOTAL

O controle total é possível através do Sync Anywhere, alimentado pelo FlowHub™, uma interface intuitiva de última geração com arquitetura flexível.

Isso permite:

- Aplicar métodos de forma centralizada;
- Executar testes localmente;
- Coletar resultados em diferentes laboratórios ou unidades.

Com a arquitetura de banho único do CAV 5, elimina-se a limitação dos sistemas tradicionais com múltiplos banhos, oferecendo maior liberdade no layout do laboratório.

QUAL CAV 5 É O CERTO PARA VOCÊ?

Encontre o modelo ideal aqui.



CANNON
CONFIDENCE COUNTS.™



NOME DO MODELO
TELA (TOUCHSCREEN)
FAIXA DE VISCOSIDADE
CONFIGURAÇÃO DE VENDA

CAV-D	CAV-X	CAV-R
10,1 polegadas	12,1 polegadas	12,1 polegadas
0,5 - 10,000 mm²/s (cSt)	0,5 - 10,000 mm²/s (cSt)	0,5 - 10,000 mm²/s (cSt)
UNIDADE DUPLA	UNIDADE ÚNICA	UNIDADE ÚNICA

CARROSSEL / FRASCOS (VIALS)

Carrossel de 10 posições	✓	✓	✓
Carrossel de 20 posições	✓	✓	✓
Kit de aquecimento do carrossel	✗	✗	✓
Bandeja selada para frascos (18 posições)	—	✓	✓
TargetHeat™	—	—	✓

FAIXA DE TEMPERATURA

Banho padrão (40°C a 100°C)	Ambas as unidades na mesma temperatura	✓	✓
Banho de faixa ampla (15°C a 150°C)	—	—	✓
Banho de baixa temperatura (15°C a 100°C)	—	✗	✓
Banho de alta temperatura (40°C a 150°C)	—	✗	✓
Varredura de temperatura em etapas (Step Iso)	—	—	✓

SENSORES

Termistor	✓	✓	✓
Óptico	—	✓	✓

LIMPEZA

WashPort™	✓	✓	✓
2 solventes	✓	✓	✓
Lavagem no frasco (Wash in Vial Kit)	—	✓	✓
3 solventes	—	—	✓



- ✓

 Padrão
- ✓

 Opcional
- ✗

 Sob encomenda
- Não disponível





www.icr3.com.br

Rua: Flack, 163

Riachuelo – Rio de Janeiro

CEP: 20960-150

Telefone: (21) 3172-7755

WhatsApp: (21) 99829-7321

e-mail: comercial@icr3.com.br



@icr3cientifica



icr3 científica



icr3 científica



ICR3
científica