



VISCOSÍMETRO



Modelo: CAV 4.1
ASTM D445/446

- Armazena até 5.000 resultados de testes;
- Totalmente automatizado para testes de viscosidade cinemática;
- Atende aos padrões ASTM D445 e ISO 3104;
- Operação simultânea de até 4 banhos independentes;
- Alta precisão e consistência entre testes;
- Ideal para laboratórios com grande volume de amostras;
- Interface intuitiva com software dedicado;
- Compatível com LIMS e exportação de dados.

**Faixa de
Temperatura:**
20 °C a 150 °C
Volume de amostra:
8-12 mL

Eficiência. Confiabilidade. Reprodutibilidade

O CAV 4.1 automatiza todo o processo de análise da viscosidade cinemática, desde a introdução da amostra até a geração do resultado, com precisão térmica e operacional incomparável.

Projetado para laboratórios que precisam de eficiência e confiança na medição de viscosidade de óleos, combustíveis e fluidos industriais



VISCOSÍMETRO



Modelo: CAV 4.2
ASTM D445/446

- Dois banhos independentes, cada um com até 2 tubos, permitindo análises simultâneas em 4 canais;
- Controle térmico preciso ($\pm 0,01^\circ\text{C}$) com ampla faixa de temperatura, geralmente entre 20°C e 150°C ;
- Processo de lavagem e secagem automático, reduz o risco de contaminação cruzada e o tempo de inatividade;
- Interface com tela touchscreen e software intuitivo;
- Armazenamento e exportação de dados para LIMS ou rede local.

Faixa de Temperatura:

20°C a 150°C

Volume de amostra:

8-12 mL

Alta produtividade, confiabilidade e rastreabilidade

O CAV® 4.2 é um viscosímetro cinemático automático de alta capacidade, desenvolvido para realizar medições precisas e normatizadas de viscosidade cinemática em óleos, combustíveis e fluidos industriais, conforme a norma ASTM D445.



VISCOSÍMETRO – Óleo usado



Modelo: MiniQV-X
ASTM D445

- Totalmente automático: alimentação, medição, lavagem e secagem;
- Amostrador rotativo com capacidade para 25 amostras;
- Baixo volume de amostra: apenas 4–5 mL por teste;
- Baixo consumo de solvente: cerca de 8 mL por ciclo;
- Ciclo rápido de análise: menos de 3 minutos por amostra;
- Banho termostático com controle de temperatura até 100 °C;
- Estabilidade térmica de $\pm 0,01$ °C;
- Tubos do tipo Ubbelohde “fast-run” (alta precisão e menor uso de solvente).

Faixa de viscosidade ampla:

5 a 800 mm²/s a 40 °C

5 a 50 mm²/s a 100 °C

Design compacto, ideal para laboratórios com espaço reduzido.

O MiniQV-X é um Viscosímetro cinemático automático de bancada, usado principalmente em laboratórios para medições rápidas e precisas da viscosidade cinemática de óleos e fluidos diversos.

Fácil operação e manutenção



VISCOSÍMETRO ROTACIONAL



Modelo: TESC 2983
ASTM D2983/ D8210

- Sistema automático conforme ASTM D2983, D8210, DIN 51398;
- Controle térmico de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- Refrigeração Peltier (sem fluidos ou refrigeração mecânica);
- Elevada precisão e baixa variabilidade ($< 9\%$ reprodutibilidade estimada);
- Capacidade de 1 amostra por ciclo ($\sim 20\text{ mL}$);
- Consumo de energia de apenas 300 W;
- Dimensões compactas: 16,5 x 51 x 76 cm; peso: 19,5 kg;
- Pró-ambiental: sem refrigerantes, operação silenciosa;
- Spindle Brookfield DV2T com interface touchscreen para visualização e posicionamento;
- Exportação via USB e RS-485;
- Programa stand-alone, sem exigência de PC;
- Testes pré-programados para fluidos padrão (ATF, óleo de engrenagem).

Controle térmico inteligente para testes rigoros

O TESC-2983 da Cannon Instrument foi criado para condicionar amostras termicamente e medir a viscosidade de fluidos a baixas temperaturas de forma totalmente automatizada, atendendo a normas como ASTM D2983, ASTM D8210 e DIN 51398.

Reduz erros humanos com controle automático de temperatura, tempo e viscosidade.





VISCOSÍMETRO ROTACIONAL



- Integra um condicionador termostático (câmara controlada por Peltier) com um viscosímetro digital Brookfield DV2T;
- Automatiza todo o processo: pré-aquecimento, estabilização à temperatura ambiente, resfriamento gradual e medição contínua da viscosidade durante o resfriamento de -5°C até -42°C ou -40°C conforme normas;
- Um software no Windows coleta dados em tempo real, calcula o Gelation Index e a Gelation Index Temperature, além da viscosidade aparente nas temperaturas analisada;
- Faixa de Temperatura: de -42°C a $+90^{\circ}\text{C}$ com precisão $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;
- Conectividade: USB e RS-485 para saída de dados e integração com software.

Modelo: TESC 5133
ASTM D5133

DESIGN ULTRACOMPACTO

Desempenho em frio, sem esforço.

O TESC-5133 é um sistema compacto e econômico de condicionamento termelétrico de amostras que automatiza completamente o método ASTM D5133 para determinação da viscosidade de lubrificantes a baixas temperaturas utilizando técnica de varredura térmica.



COLD CRANKING SIMULATOR (Simulador de Partida a frio)



Modelo: CCS – G6

ASTM D5293

Dimensões (L x P x A):
aproximadamente 30,5 cm x
76,2 cm x 61 cm (12" x 30" x 24")

- Atende aos métodos de ensaio ASTM D5293 e SAE J300 para viscosidade aparente de óleos automotivos e bases lubrificantes;
- Faixa de temperatura: de -40 °C até -5 °C, com precisão de 0,05 °C;
- Faixa de viscosidade: entre 900 e 25 000 mPa·s (cP);
- Opera de forma totalmente autônoma: sem necessidade de chiller externo, computador ou bomba de resíduos. Tudo está integrado ao equipamento;
- Pode processar até 14 amostras automaticamente, com limpeza entre amostras sem uso de solventes (usa parte da amostra seguinte para purga via aquecimento termoelétrico);
- Apresenta interface *touchscreen* autônoma, que facilita configuração, diagnóstico e operações sem periféricos adicionais;
- Permite conexão via USB, Ethernet e acesso via software FlowHub®, para integração com sistemas LIMS, transferência de dados, configuração de carrossel e backups automáticos;
- Inclui calibração rápida de 4 óleos (4-oil calibration), reduzindo tempo sem comprometer a precisão dos resultados;
- Possui verificação automática da precisão térmica, além de calibração automática da velocidade, eliminando o ajuste manual.

Desempenho em frio, sem esforço.

O CCS-G6 da Cannon Instrument é um simulador de partida a frio de nova geração, projetado para medir a viscosidade aparente de óleos lubrificantes em baixas temperaturas. Ele é totalmente integrado, não precisa de chiller, computador ou bomba externa.

É compacto, moderno e pensado para reduzir espaço, simplificar a operação e aumentar a eficiência em laboratórios de lubrificantes.

CANNON
INSTRUMENT COMPANY



Viscosímetro Cinemático



**Modelo: miniAV®
ASTM D445/D446**

- Viscosidade cinemática automática conforme ASTM D445;
- Faixa de temperatura 20-100 °C com $\pm 0,01$ °C de precisão;
- Viscosidade de 0,5-6.000 mm²/s em 100-fold;
- Amostra: ~5-10 mL (fast-run: ~3 mL);
- Automação completa com carrossel de amostras, lavagem e secagem automática de tubos, reduzindo trabalho manual ;
- Software VISCPRO® II para controle, exportação de dados e integração com LIMS – um PC pode controlar até 4 unidades simultaneamente;
- Dimensões compactas similares a um balança analítica e manutenção simplificada graças ao design modular.

Eficiência e exatidão no controle de qualidade

O miniAV® é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado para medir viscosidade conforme o método ASTM D445/D446, com automação completa do ciclo de amostragem, medição e limpeza, sem necessidade de intervenção

**Viscosidade cinemática automática, com
precisão ASTM em bancada compacta.**





Viscosímetro Cinemático



Modelo: miniAV®-X
ASTM D445/D446

- Carrossel para até 10 amostras, com ciclo completo – alimentação, medição, lavagem e secagem automático;
- Alta produtividade: permite até 12 medições/hora sem supervisão;
- Faixa de temperatura ajustável: de 20 °C a 100 °C, com opção de refrigeração Peltier para operação a partir de 15 °C;
- Cobertura de ampla faixa de viscosidade: de 0,5 a 6.000 mm²/s, com incrementos de 100-fold usando tubos Ubbelohde ou fast-run;
- Amostras e solvente reduzidos: apenas 5 mL de amostra (ou 3 mL com tubos fast-run), com consumo de solvente significativamente baixo;
- Tempo de fluxo capturado com resolução de $\pm 0,001$ s;
- Estabilidade térmica de $\pm 0,01$ °C entre 20 °C e 100 °C;
- Software VISCPRO® II: gerencia até 4 unidades por PC, oferece identificação de amostras, relatórios customizados e exportação para LIMS;
- Baixo custo operacional: lavagem automática dos tubos e reutilização de vials reduzem consumo de solventes e descartes;
- Manutenção simplificada: painel modular, calibração por ponto único na temperatura, fácil troca de tubos e limpeza interna rápida.

Eficiência e exatidão no controle de qualidade

O miniAV®-X é um viscosímetro cinemático automático de bancada, baseado em banho único, totalmente compatível com os métodos ASTM D445/D446, ISO 3104/3105, IP 71, entre outros. Ele automatiza o ciclo inteiro de medição de viscosidade cinemática, desde a amostragem até a limpeza e secagem dos tubos, com mínima intervenção humana.

**Viscosidade cinemática automática, com precisão
ASTM em bancada compacta.**





Viscosímetro Cinemático



Modelo: miniAV®-HT
ASTM D445/D446

- Operação totalmente automatizada: mede uma amostra por ciclo com limpeza automática de tubos e drenagem aquecida, reduzindo o esforço manual e a variabilidade entre operadores;
- Faixa térmica elevada: opera entre 40 °C e 150 °C, com precisão de $\pm 0,01$ °C até 100 °C, e $\pm 0,02$ °C acima desta temperatura;
- Viscosidade cinemática de amplo alcance: de 0,5 a 10 000 mm²/s (cSt) em incrementos de 100-fold, usando tubo tipo Ubbelohde;
- Pré-aquecimento de amostras e linha de descarte aquecida incluídos como padrão para garantir resultados consistentes nos testes com asfalto;
- Produtividade eficiente: até 12 testes por hora, dependendo da viscosidade da amostra;
- Software VISCPRO®: suporta controle de até quatro unidades via PC, geração de relatórios configuráveis e integração com sistemas LIMS;
- Design compacto e prático: similar em tamanho a uma balança analítica, com módulos acessíveis para manutenção rápida;
- Redução de custos operacionais: uso de tubo Ubbelohde reduz consumo de solvente em até 50%, com troca rápida de tubos que elimina a necessidade de manutenção externa.

Simples, compacto e feito para asfalto.

O miniAV-HT é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado especificamente para realizar medições de viscosidade de asfaltos a 60 °C e 135 °C, atendendo aos métodos AASHTO T201, ASTM D2170, ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 e IP

Solução ideal para automação de testes de viscosidade cinemática de asfaltos a altas temperatura.





Viscosímetro Cinemático



Modelo: miniAV®-LT
ASTM D445/D446/D1655

- Automação completa para viscosidade cinemática sub-zero;
- Faixa de -20 °C a +30 °C com precisão ASTM;
- Viscosidade de 1 até 20.000 mm²/s;
- Amostras de ~5 mL; solvente ~15 mL;
- Refrigeração Peltier com trocador ar-água;
- Lavagem e secagem automática dos tubos;
- Software VISCPRO® com integração LIMS;
- Resolução de tempo: 0,01 s; precisão ± 0,001 s;
- Design compacto (-25 x 30 x 53 cm), peso ~27 kg;
- Ideal para testes de combustíveis, óleos e fluídos sub-zero.

Controle térmico e precisão em baixas temperaturas

O miniAV®-LT é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado para realizar testes de viscosidade a temperaturas sub-zero (-20 °C) em fluidos transparentes ou opacos. Ele automatiza todo o processo conforme o método ASTM D445/D446, oferecendo precisão, economia e confiabilidade.

**Viscosidade cinemática automatizada a
-20 °C com precisão ASTM**



Mini Rotary



Modelo: CMRV-5000
ASTM D4684; ASTM D3829;
ASTM D6821; ASTM D6896

- Sistema termelétrico de resfriamento integrado (sem necessidade de refrigeração externa ou fluido refrigerante);
- Cinco células de teste removíveis com rotores de alta performance (eixos de fibra de carbono), facilitando limpeza e manuseio;
- Purga com gás seco para evitar formação de gelo durante o ciclo de resfriamento controlado por microprocessador;
- Métricas automáticas de viscosidade aparente e tensão de escoamento, registradas por encoder digital de alta resolução;
- Software VISCPRO® com perfis pré-programados para graus SAE (0W a 25W) e personalização de ciclos térmicos; permite controle de até quatro unidades por PC.

Tecnologia compacta para resultados confiáveis

O CMRV-5000 é um Mini-Rotary Viscometer totalmente autônomo, projetado para medir viscosidade de bombeamento (rendimento e viscosidade) de óleos de transmissão e motores automotivos entre -5 °C e -40 °C, em conformidade com SAE J300 e normas como ASTM D4684, D3829, D6821 e D689.

Teste automatizado de viscosidade e escoamento a -40 °C, totalmente integrado.





Viscosímetro Mini-Rotativo Semiautomático



Modelo: CMRV-4500
ASTM D4684; ASTM D3829;
ASTM D6821; ASTM D6896

- Abriga 9 células rotacionais individuais inseridas em um bloco de alumínio termostatzado, cada uma com rotor de fibra de carbono para minimizar transferência térmica;
- Utiliza refrigeração termoelétrica e trocador ar/água externo, eliminando uso de fluidos perigosos e proporcionando sistema silencioso e de baixa manutenção;
- Purga com gás seco mantém ambiente livre de condensação durante o resfriamento controlado por microprocessador;
- Encoder óptico de alta resolução captura com precisão rotacional e torque constante para cálculo automático de viscosidade e yield stress .

Bombeamento de lubrificantes sob controle total

O CMRV-4500 é um viscosímetro rotacional automático de bancada projetado para medir viscosidade aparente e tensão de escoamento de lubrificantes automotivos e de transmissão em temperaturas entre -5°C e -40°C , atendendo aos métodos ASTM D4684, D3829, D6821 e D6896, além de estar em conformidade com o padrão SAE J300 para bombeabilidade a baixa temperatura

**Controle térmico preciso sem
refrigeração externa.**





Viscosímetro



**Modelo: UltraVis 192
ASTM D445**

- Alta automação sem solvente: usa frascos HDPE descartáveis e elimina etapas manuais como medição de amostra e limpeza de tubos de vidro;
- Elevada produtividade: processamento rápido, com cerca de 2,5 minutos por amostra, totalizando até 192 amostras por turno;
- Precisão conforme ASTM D445/D446: cobre faixas de viscosidade de 0,5 a 50 mm²/s a 100 °C, e de 30 a 680 mm²/s a 40 °C dependendo da faixa;
- Temperatura controlada com alta estabilidade: opera a 100 °C com precisão de $\pm 0,01$ °C ;
- Interface amigável com LIMS: transferência de dados via USB, software FlowHub™ e controle por PC de múltiplas unidades.

Alta produtividade, sem uso de solventes

O UltraVIS 192 é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado para medições rápidas de líquidos transparentes e opacos sem o uso de solvente. Ele utiliza bandejas substituíveis com 192 posições de amostra, permitindo até 30 testes por hora com operação totalmente automatizada.

**192 amostras por ciclo com
operação autônoma.**





Viscosímetro Capilar Multicélula



**Modelo: HTHS Série II
ASTM D5481**

- Faixa típica de viscosidade: 2-7 mPa·s (com possibilidade de expansão para > 20 mPa·s sob configuração personalizada) ;
- Células viscométricas: até 5 células operando em sequência rápida;
- Medição digital: cronômetro digital com precisão de 0,01 s, exibição digital de tempo, temperatura e pressão ;
- Controle de temperatura: variável de 30 °C a 150 °C;
- Software incluído: High Shear Viscosity Calculator, compatível com Windows para análise e impressão de resultados;
- Requisitos elétricos: modelo 9728-C35 (115 V, 500 W), modelo 9728-C40 (230 V, 500 W), frequência 50/60 Hz ;
- Condições operacionais recomendadas: umidade relativa de 10% a 90% sem condensação; poluição grau 2.

Desempenho extremo, medição exata.

O HTHS Série II é um viscosímetro capilar multicélula projetado para medir a viscosidade de óleos de motor em altas temperaturas e altas velocidades de cisalhamento, conforme a norma ASTM D 5481 e SAE J300 .

**Avaliação da viscosidade de diferentes óleos
automotivos e lubrificantes sob condições
severas.**





Viscosímetro Cinemático Automatizado Portátil



**Modelo: SimpleVIS®
ASTM D7279**

- Medições diretas de viscosidade cinemática em 40 °C ou 100 °C, com controle de temperatura de $\pm 0,05$ °C; calibrações personalizadas entre essas temperaturas também disponíveis ;
- Faixa de viscosidade de 2 a 700 mm²/s (cSt), conforme tipo de tubo usado;
- Alta precisão e repetibilidade;
- Ciclo de medição rápido: 3 a 5 minutos, da injeção à leitura ;
- Design robusto, sem banho líquido;
- Portátil e compacto;
- Operação simples e segura - Tela touchscreen com instruções passo a passo;
- Econômico - Requer apenas 0,5 mL de amostra e 10-15 mL de solvente por teste.

Simples, portátil e preciso

O SimpleVIS® é um viscosímetro portátil de amostra única que mede diretamente a viscosidade cinemática (KV), seguindo ASTM D7279, com precisão próxima à norma ASTM D445.

Funciona por gravidade em tubos capilares, sem necessidade de correlações com viscosidade dinâmica

Checagem de contaminação em óleo





Viscosímetro Cinemático Automatizado Portátil com Resfriamento Ativo



**Modelo: SimpleVIS® +
ASTM D7279**

Precisão de laboratório, portabilidade de campo

O SimpleVIS® é um viscosímetro portátil de amostra única que mede diretamente a viscosidade cinemática (KV), seguindo ASTM D7279, com precisão próxima à norma ASTM D445.

Funciona por gravidade em tubos capilares, sem necessidade de correlações com viscosidade dinâmica

Checagem de contaminação em óleo

- Medição direta de viscosidade cinemática (KV) a 40 °C ou 100 °C, sem necessidade de conversão de viscosidade dinâmica ;
- Resfriamento automático: do ajuste de 100 °C para 40 °C em -30 minutos;
- Faixa de viscosidade:
 - Tubo padrão: 10–700 mm²/s (cSt) a 40 °C; 5.5–200 mm²/s a 100 °C
 - Tubo de baixa faixa: 2–140 mm²/s em ambas as temperaturas ;
- Ciclo rápido: 3 a 5 minutos do início ao resultado final ;
- Compacto e portátil;
- Operação simples e segura: touchscreen
- Baixo custo operacional: requer apenas 0,5 mL de amostra e 10–15 mL de solvente; amostra injetada direto no instrumento, sem frascos extras.



Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®
ASTM ASTM D445/D446;
ASTM D1243;
ASTMD1795; ASTM D2857;
ASTM D3591; ASTM D4243;
ASTM D5226

- Automação completa:
 - Registro de fluxo, lavagem e secagem de tubos automatizados
 - Manuseio de até 10 amostras sem intervenção do operador
 - Redução da variabilidade entre operadores;
- Faixas de viscosidade:
 - DSV (soluções poliméricas): -0,3 a 700 cSt
 - KV (cinemática geral): -0,02 a 1.200 cSt
 - Algumas versões como miniPV-H chegam até 5.000 cSt ;
- Controle de temperatura:
 - Faixa de 15 °C a 100 °C com precisão de $\pm 0,01$ °C
 - Resfriamento termoeletrônico integrado (TE cooling) ;
- Software onboard (VISCPRO®);
- Design selado e robusto;;
- Manutenção simplificada.

Automação precisa para viscosidade polimérica e cinemática

O miniPV® é uma plataforma de viscometria automatizada de bancada, com capacidade de até 10 amostras, projetada para medir viscosidade cinemática (KV) e viscosidade de solução diluída (DSV) de polímeros, com alta precisão e compatibilidade com solventes agressivos e ácido corrosivo .



Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®-HX

ASTMD445/D446; ASTM D789; ASTM D1243; ASTM D1795; ASTM D2857; ASTM D3591; ASTM D4243; ASTM D4603; ASTM D526

- Suporte a 10 amostras simultâneas com limpeza e secagem automáticas dos tubos ;
- Reduz variabilidade entre operadores;
- Viscosidade de solução diluída: 0,3 a 700 mm²/s (cSt);
- Viscosidade cinemática: 0,02 a 1.200 mm²/s (cSt);
- Temperatura controlada entre 15 °C e 100 °C, com precisão de ±0,01 °C por meio de resfriamento TE integrado;
- Software a bordo calcula viscosidade dinâmica (com densímetro opcional), inerente, intrínseca, reduzida, específica, relativa e peso molecular;
- Integra-se ao VISCPRO®, que permite controle de até 4 instrumentos por PC;
- Sistema selado para amostras voláteis ou sensíveis ao ar;
- Compatível com solventes agressivos, incluindo halogenados, ácidos e soluções salinas;
- Minimiza exposição do operador e evaporação;
- Banho modular de fácil acesso;
- Substituição de tubos rápida pelo usuário;
- Calibração de temperatura em ponto único sem re-calibrar os tubos .

Alta precisão com solventes agressivos

O Cannon miniPV®-HX é um viscometer automatizado de bancada para medir viscosidade de soluções diluídas (DSV) e viscosidade cinemática (KV). Projetado para operar com solventes agressivos ou corrosivos, ele utiliza um sistema selado com até 10 amostras por ciclo para testes sem supervisão .

10x menos sensível à umidade





Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®-H

ASTMD445/D446

ASTMD789; ASTM D1243; ASTM

D1795; ASTM D2857; ASTM D3591

ASTM D4243; ASTM D4603;

ASTM D526

- Faixa de medição: DSV: aproximadamente de 0,3 a 700 mm²/s (cSt);
- KV: de 0,02 até 1.200 mm²/s (cSt) .
- Precisão de $\pm 0,01$ °C, cobrindo temperatura de 15 °C a 100 °C com refrigeração termoelétrica integradas .
- Manipula até 10 amostras por ciclo, com limpeza e secagem automáticas;
- Software embarcado realiza cálculos como viscosidade inerente, intrínseca, específica, relativa, peso molecular etc.;
- Gerenciável via VISCPRO®, permitindo controle de até 4 instrumentos por PC .
- Evita evaporação de amostras voláteis e reduz exposição a químicos perigosos;
- Compatível com solventes halogenados, ácidos, soluções salinas e meio agressivo em geral;
- Resultados insensíveis à presença de cargas (fillers) e até 10x menos sensível à umidade .
- Até 25x mais preciso na medição da viscosidade e 4x no peso molecular;
- Capta viscosidades mais baixas que a da água com alta fidelidade .
- Banho modular permite manutenção simples;
- Tubos substituíveis pelo usuário em poucos minutos;
- Calibração de temperatura realizada em ponto único, sem necessidade de reconversão de tubos .

O CANNON® miniPV-H é um viscosímetro automatizado de bancada, projetado para testes não supervisionados de viscosidade de solução diluída (DSV) e viscosidade cinemática (KV) em amostras com solventes agressivos ou corrosivos .

**Alta precisão em testes com
solventes corrosivos ou voláteis**





Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®-X
ASTM D445/D446; ASTM D1243;
ASTM D1795; ASTM D2857; ASTM
D3591; ASTM D4243; ASTM D5226

**Automação precisa para
viscosidade polimérica
e cinemática.**

O miniPV® é uma plataforma de viscometria automatizada de bancada, com capacidade de até 10 amostras, projetada para medir viscosidade cinemática (KV) e viscosidade de solução diluída (DSV) de polímeros, com alta precisão e compatibilidade com solventes agressivos e ácido corrosivo .

- Sistema automatizado de bancada para medição de viscosidade cinemática (KV) e viscosidade de solução diluída (DSV);
- Capacidade de processar até 10 amostras de forma autônoma, com lavagem e secagem automáticas ;
- Faixas típicas de viscosidade:
 - DSV: 0,3 a 700 cSt
 - KV: 0,02 a 1.200 cSt (alguns modelos chegam até 5.000 cSt) ;
- Controle de temperatura de 15 °C a 100 °C com precisão de $\pm 0,01$ °C e resfriamento termoelétrico integrado ;
- Software VISCPRO® ou VISCPRO II para cálculos de viscosidade inerente, intrínseca, reduzida, específica e peso molecular;
- Sistema selado que minimiza evaporação e exposição a solventes, adequado para uso com solventes agressivos, amostras sensíveis ao oxigênio e aditivos;
- Precisão e sensibilidade:
 - Até 25x mais precisão na viscosidade
 - 4x mais precisão na determinação do peso molecular, em comparação com métodos tradicionais.